



Bohlool Hospital

دستورالعمل نحوه نمونه گیری از زخم یا عفونت موضع عمل جراحی

در صورت مراجعه بیمار با عفونت محل عمل جراحی قبل از شروع آنتی بیوتیک یا تعویض پانسمان به شرح ذیل عمل نمایید:

۱- اطراف زخم با الکل ضد عفونی و محل عمل یا زخم با نرمال سالین استریل شستشو داده شود.

۲- جهت خروج ترشحات اطراف زخم مختصری فشار داده شود.

۳- با سرنگ ۵ سی سی استریل از ترشحات محل عمل یا زخم آسپیره گردد و بلافاصله سرنگ به آزمایشگاه ارسال گردد. **سرنگ نباید هوا داشته باشد** در مورد زخم ها بهتر است از عمیق ترین بخش زخم آسپیره شود (جهت جداسازی باکتری های هوازی و بی هوازی).

در صورتی که آسپیراسیون اولیه ناموفق باشد، می توان با تلقیح مقداری سرم فیزیولوژی استریل در زیر جلد مجدد نمونه گرفت. دقت شود نمونه گیری به روش استریل اخذ شود.

در صورت عدم ترشح زخم، با سوآپ مخصوص نمونه گیری انجام شود.

* بدلیل حساس بودن سوآب به خشکی، بهتر است سوآب در داخل لوله آزمایش حاوی سرم فیزیولوژی استریل و یا محیط کشت انتقالی گذاشته و در اسرع وقت به آزمایشگاه ارسال گردد.