



## پیام آموزشی شماره ( ۳۲ )

### فراخوان ست های استریل مشکل دار:

\* در صورتی که اندیکاتور یک ست استریل پاس نشده باشد و تغییر رنگ ( طبق راهنمای اندیکاتور) صحت استریلیتی را تایید نکرده

باشد باید ضمن **عدم استفاده از ست** ، بلافاصله به واحد استریلیزاسیون مرکزی (CSSD) اطلاع داد و **ست را مرجوع کرد**.

\* طبق مشخصات بسته مشخص می شود که این بسته در چه تاریخی، توسط چه کسی، در کدام سیکل و دستگاه بار گذاری شده است.

\*مسئول واحد CSR موظف است با توجه به مشخصات، تمام اقلامی که در آن تاریخ استریل شده اند را فراخوان و به CSSD بازگرداند.

با توجه به اینکه اندیکاتور ست های استریل بایستی در پرونده بیماران ثبت شود توجه به تغییر رنگ و صحت اندیکاتور قبل از استفاده از

ست الزامی است.

