



Bohloul Hospital

پیام آموزشی شماره (۳۵)

رهگیری ابزار استریل شده:

در مورد تمام ابزار استریلی است که استفاده شده و لیبل مشخصات ست به همراه اندیکاتور کلاس ۴ (در اقلام کمتر از ۱۲ قلم) یا کلاس ۶ (اقلام بیشتر از ۱۲ قلم) در پرونده بیمار ثبت یا مستند می شود.

رهگیری در مواقع تحلیل ریشه ای یا شکایت بیمار، اطلاعات دقیقی از صحت استریل بودن ابزار را نشان می دهد.

ریکال یا فراخوان ست چیست؟

زمانی است که تغییر رنگ اندیکاتور، اطمینان کافی برای استریل بودن و استفاده از ست را فراهم نمی کند.

لذا در صورت مشاهده مواردی مانند عدم تغییر رنگ اندیکاتور، بلافاصله بایستی ست به CSSD بازگردانده شده و مسئول CSSD موظف است ست هایی که همزمان با این ست مرجوعی، استریل شده اند را فراخوان و مجددا در چرخه استریل قرار دهد.

