



پیام آموزشی شماره (۲۵)

ماسک N95

ماسک N95 قابل استفاده در محیط هایی هست که آئروسول های غیر روغنی وجود داشته باشد و نامگذاری N95 هم بر همین اساس است. (NOT resistant to oil)

❖ این ماسک که در احتیاط راه هوایی استفاده می شود، از عبور حداقل ۹۵ درصد ذرات با اندازه کمتر از ۰/۳ میکرون جلوگیری می کند.

❖ بعد از فیکس کردن ماسک روی صورت با انجام بازدم قوی نشستی ماسک را بررسی کنید.

❖ مدت زمان نگهداری طبق توصیه کارخانه سازنده است ولی معمولاً ۸ ساعت مداوم یا متناوب توصیه شده است.

❖ بعد از انجام پروسیجر هایی مانند انتوباسیون، ساکشن اندوتراکیال، برونکوسکوپی ماسک را دور بیندازید.

❖ حتی الامکان از آلودگی سطحی ماسک یا لمس ماسک جلوگیری کنید (با شیلد صورت) و قبل و بعد از استفاده هندراب استفاده شود.

❖ هر ماسک بیشتر از ۵ مرتبه استفاده نشود.

❖ ماسک داخل زیپ کیپ یا کیسه کاغذی تمیز نگهداری شود به طوری که تا نخورد.